

PROLONG SYSTEM (Návod na použitie)

Obsah sady:

1. Krúžok
2. Plastová podpera
3. Gumový prúžok
4. Ochranná penovka
5. 4 dlhé predlžovacie rúrky
6. 2 krátke predlžovacie rúrky
7. Manuál

Opis súčiastok (Obr. 1)

ProLong System pozostáva z plastovej násadky (1) s miestom pre močovú trubicu (2). Násadka sa umiestňuje na koreň penisu a je spojený dvomi kovovými teleskopickými rúrkami: s ľavou (3) a pravou (4) skrutkou. V každej rúrke sa nachádza inteligentná pružina (5). Teleskopické rúrky sú pripevnené ku plastovej podpere (7) s dvomi priečnymi dierami, cez ktoré prechádza gumový prúžok (8), ktorý udržiava penis. Balenie obsahuje 4 dlhé a 2 krátke predlžovacie rúrky (6).

Časti 1-5 sú zostrojené výrobcom a nemali by sa rozoberať.

Kovové nástavce sú poskladané v závislosti od dĺžky penisu. Predlžovacie rúrky budú nevyhnutné neskôr, po predĺžení penisu. Mali by sa pripojiť k teleskopickým a spojiť s plastovým krúžkom tým, že sa prevlečú cez dve diery.

Potom sa plastová násadka posúva smerom ku krúžku v dôsledku tlaku (1) a pružiny sa stiahnu.

Návod na zloženie (Obr. 2)

Základným krokom pri používaní zariadenia ProLong System je nasadenie násadky (1) na penis tak, že dve kovové teleskopické rúrky sú rovnobežné s penisom a penis je medzi nimi na plastovej podpere (3). Potom vytvorte slučku tak, že pretiahnete gumový prúžok (4) cez diery na podpere a umiestnite doň penis. Predtým ako utiahnete prúžok, zatlačte podperu smerom k násadke, aby sa uvoľnili pružiny. Potom zatiahnite gumový prúžok cez priečne diery (5) aby ste zabránili penisu v zošmyknutí. Ak treba, teleskopické rúrky sa môžu predĺžiť nastavením a pridaním predlžovacích rúrok.

Návod na nastavenie (Obr.3)

Keď zariadenie správne umiestnite na svoj penis, môžete upraviť silu trakcie krútením dvoch teleskopických regulátorov (1) smerom dovnútra. Sila napínania je určená údajom na meradle (2). Sila napínania sa môže meniť na 900, 1200 a 1500g (viď Obr. 3). Odporúča sa sila 900g (prvé 2-3 týždne). Behom tohto obdobia by sa zariadenie nemalo nosiť viac ako 4-5 hodín denne. Potom sa odporúča zvýšiť silu z 900 na 1200g a nosiť zariadenie 6 – 12 hodín denne.

Ochranné príslušenstvo (Obr. 4)

Keď používate zariadenie po prvý krát, môžete pociťovať slabú bolesť. Väčšinou je spôsobená veľkou silou napínania. Na začiatku by trakcia nemala presiahnuť 600 – 900g za 4 – 8 hodín denne behom prvých 2 – 3 týždňov. Potom by sa sila napínania mala zvýšiť z 900 na 1200g a doba nosenia na 6 – 12 hodín denne.

Na zmiernenie bolesti, použite ochrannú penovku týmto spôsobom:

- pripravte ochrannú penovku
- umiestnite penovku na žalud' penisu, tak aby dobre sedela
- utiahnite gumovým krúžkom

Ochranná penovka sa môže čistiť v teplej vode a nová sa dá kúpiť na webovej stránke ProLong System.

Používanie ProLong System a návod na rozobratie (Obr. 5)

Keď ProLong System používate, môžete ho umiestniť do akejkoľvek pozície (Or. 5), okrem pozície do strany. ProLong System môžete nosiť pod nohavicami. Je pohodlný a nespôsobuje žiadne nepohodlie alebo problémy behom každodenných činností. ProLong System môžete používať aj v noci, ale existuje riziko zošmyknutia behom spánku alebo nočnej erekcie. Náhodné zošmyknutie je úplne neškodné a vyžaduje iba opätovné nasadenie zariadenia. Zariadenie sa môže odstrániť odopnutím gumového prúžku plastovej podpery a uvoľnením skrutiek smerom von.

Pokiaľ sa ProLong System nepoužíva, mali by ste ho mať v pôvodnom balení.

Čistenie

ProLong System by sa mal čistiť každý deň pod prúdom teplej vody s mydlom. Na dezinfekciu používajte 0,5% alkohol.

Celosvetová záruka

Na ProLong System sa vzťahuje 24-mesačná záruka za týchto podmienok: Záruka sa vzťahuje na sťažnosti ohľadom materiálových a výrobných chýb. Pokiaľ objavíte takúto chybu, vráťte ProLong System predajcovi aj s vyplnenou záručnou kartou v manuáli.

Upozornenie:

Tovar je uzavretý v ochrannom obale a nie je možné ho vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak jeho ochranný obal bol po dodaní porušený.